



**Руководство пользователя (врача) для
мобильного приложения «MedDoc»
версии 1.0.18**

Содержание

Описание приложения

Возможности приложения для врача

Регистрация в приложении

Главное меню приложения

Профиль

Пригласите пациента для начала консультации

Окажите пациенту консультацию

Заполните бланк заключения

Создание дневника пациента

Мониторинг дневника пациента

Закрытие дневника пациента

Карточка пациента

Карточка пациента.Файлы

Карточка пациента.Обращения

Описание приложения

Мобильное приложение «MedDoc» предназначено для оказания онлайн-консультаций в сфере здравоохранения.

Вы можете оказывать необходимые консультации пациентам клиники удаленно в режиме реального времени.


Возможности приложения для врача

- Приглашение пациента на телемедицинскую консультацию.
- Обмен данными с пациентом (текст, файлы, аудио, видео).
- Постановка медицинского заключения пациенту.
- Создание и управление дневником пациента.

Регистрация в приложении

Для регистрации в приложении вам нужно ввести номер мобильного телефона, который будет использоваться для доступа в приложение.

На введенный номер будет отправлено SMS сообщение с кодом подтверждения, который необходимо ввести в следующем окне приложения.




Регистрация в приложении

После ввода кода необходимо проверить ваши личные данные, исправив их при необходимости.

Далее необходимо ознакомиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности и нажать на кнопку «Продолжить».

Вам будет доступно главное меню приложения.



The image shows a smartphone screen with the MedDoc app's registration interface. At the top is the MedDoc logo. Below it, the title 'Регистрация в сервисе' is centered. The form is divided into two sections: 'Личные данные' (Personal data) and 'Профессиональные данные' (Professional data). The 'Личные данные' section includes fields for City (Санкт-Петербург), Surname (Никифоров), Name (Дмитрий), Patronymic (Игоревич), and Gender (мужской). The 'Профессиональные данные' section includes a field for Specialty (Кардиолог). Each field has a green underline.


Личные данные	
Город	г Санкт-Петербург
Фамилия	Никифоров
Имя	Дмитрий
Отчество	Игоревич
Пол	мужской
Моб. телефон	79110106684

Профессиональные данные	
Специальность	Кардиолог

Главное меню приложения

Главное меню приложения включает в себя следующие элементы:

- Кнопка «Открыть профиль».
- Раздел «Чаты».
- Раздел «Пациенты».
- Кнопка для выхода из профиля.




Профиль

Нажмите на кнопку «Открыть профиль» в главном меню, чтобы открыть ваш профиль в MedDoc.


В профиле можно редактировать ваши личные данные, ознакомиться с Пользовательским соглашением и Политикой конфиденциальности, обратиться в техническую поддержку и при необходимости удалить аккаунт.

Для выхода из профиля нажмите на кнопку «Выйти» в главном меню приложения.



Пригласите пациента для начала консультации


1. Зайдите в раздел «Чаты».
2. Нажмите на кнопку **+**, которая располагается в правом верхнем углу экрана.
3. Найдите и выберите нужного пациента в списке «Мои пациенты».



Пригласите пациента для начала консультации

4. Выберите цель консультации и нажмите на кнопку «Выбрать тарифы».

5. выберите нужный тариф и нажмите на кнопку «Начать консультацию».




The image shows two sequential screenshots of the MedDoc app interface. The first screenshot displays the 'Выберите цель консультации:' (Select the purpose of the consultation) screen. It features a list of radio button options: 'Консультация по назначенному курсу лечения' (Consultation according to the prescribed course of treatment), 'Консультация по приему лекарственных препаратов' (Consultation upon receipt of drugs), 'Начало диалога' (Start of dialogue) which is selected with a red checkmark, 'Обсудить новые симптомы' (Discuss new symptoms), 'Получить второе мнение о поставленном ранее диагнозе' (Get a second opinion on a previously diagnosed condition), 'Поставить диагноз' (Make a diagnosis), and 'Узнать как лечат заболевание' (Find out how to treat the disease). At the bottom is a green button labeled 'Выбрать тарифы' (Select rates). The second screenshot shows the 'Выберите доступные тарифы:' (Select available rates) screen. It lists four consultation packages with their prices and toggle switches: 'бесплатная беседа' (0,00 Р) - off, 'Экспресс-консультация...' (1 000,00 Р) - on, 'Консультация 1 степени...' (2 500,00 Р) - off, and 'Консультация 2 степени...' (5 000,00 Р) - off. Below these is 'Консультация 3 степени...' (7 000,00 Р) - off. At the bottom is a green button labeled 'Начать консультацию' (Start consultation).

Выберите цель консультации:	Выберите доступные тарифы:
<input type="radio"/> Консультация по назначенному курсу лечения	бесплатная беседа 0,00 Р <input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Консультация по приему лекарственных препаратов	Экспресс-консультация... 1 000,00 Р <input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="radio"/> Начало диалога	Консультация 1 степе... 2 500,00 Р <input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Обсудить новые симптомы	Консультация 2 степе... 5 000,00 Р <input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Получить второе мнение о поставленном ранее диагнозе	Консультация 3 степе... 7 000,00 Р <input type="checkbox"/>
<input type="radio"/> Поставить диагноз	
<input type="radio"/> Узнать как лечат заболевание	
Выбрать тарифы	Начать консультацию

Пригласите пациента для начала консультации

Далее приложение перейдет в режим диалога с пациентом. Вы получите push уведомление, когда пациент подтвердит участие в диалоге и оплатит тариф, если это необходимо. После этого вы сможете начать консультацию пациента.

Найти и продолжить диалог с пациентом вы можете с помощью раздела «Чаты» главного меню.



Окажите пациенту консультацию


Окажите консультацию пациенту при необходимости добавьте вложение - изображение или документ с помощью кнопки +

Вложения можно добавлять путем:

- Загрузки новых файлов («Загрузить файл») с обязательным указанием тега (МРТ, рентген и т.д.).
- Выбора файлов из загруженных вами в приложение ранее («Выбрать файл из загруженных»).

Для отправки сообщения нажмите на кнопку 📩


Теги используются для более удобного поиска вложений в карточке пациента или при выборе ранее загруженного файла для отправки пациенту.




Заполните бланк заключения

В процессе оказания консультации пациенту заполните бланк заключения в котором будут отражены результаты обследования и медицинское заключение.

Для открытия бланка заключения в диалоге с пациентом:

1. Нажмите на кнопку  , расположенную в верхнем углу экрана.
2. Выберите «Бланк заключения».



Заполните бланк заключения

Бланк заключения обладает определенным статусом, который отражает состояние консультации пациента.


Статус бланка заключения находится под ФИО пациента.

Кнопка, расположенная слева позволяет изменить статус бланка заключения.

С помощью кнопки «завершить», которая находится справа можно завершить чат с пациентом. Завершенный чат можно будет найти через раздел «Чаты» главного меню, в закладке «Архив».

Обследовать

Обследование жалоб и симптомов пациента находится в процессе сбора. Статус – «Обследование».



Заполните бланк заключения

Диагноз поставлен

Когда необходимой информации будет достаточно для постановки диагноза, выберите диагноз по МКБ с помощью кнопки «Выбрать», затем нажмите на кнопку «Диагноз поставлен». Статус – «Диагноз поставлен».

Назначено


Пациенту назначено лечение. Статус – «Лечение назначено».

Мониторинг

Необходимо наблюдение состояния пациента (можно использовать после [создания дневника пациента](#)). Статус – «Мониторинг лечения».


Завершить


Когда вопрос пациента решен, переведите бланк заключения в этот статус. Статус – «Закрыт». Вы сможете найти заверченный чат через раздел «Чаты» главного меню, в закладке «Архив».



Создание дневника пациента

В процессе консультации вы можете составить дневник-опросник пациента для наблюдения за его состоянием.


Для создания дневника пациента нужно нажать на кнопку , расположенную в правом верхнем углу экрана и выбрать «Управление дневником».



Создание дневника пациента

Нужно указать наименование дневника, интервал с периодичностью которого, пациент будет получать вопросы.

Далее нужно создать вопросы дневника. Активация «Ответа в баллах», позволит сформировать гистограмму на основе ответов пациента, где будет отображена динамика состояния пациента.



Дневник

Интервал между вопросами

2

Средний балл

Шаблон

запустить

Вопросы дневника

Вопрос

Либидо

Ответ в баллах

Вопрос

Сонливость

Сохранить


Создание дневника пациента

Для запуска дневника необходимо нажать на кнопку «Запустить».


Пациент получит вопросы из дневника для заполнения после его запуска.

Следующий опросник придёт пациенту автоматически через указанный интервал.

Вы получите уведомление, когда пациент заполнит дневник.




Мониторинг дневника пациента

Для мониторинга состояния пациента нужно нажать на кнопку , расположенную в правом верхнем углу экрана, выбрать «Дневник».

Вы увидите гистограмму, которая будет сформирована на основе ответов пациента на вопросы дневника.

Также состояние пациента по результатам дневника будет отражаться графически на круговой диаграмме, которая обрамляет фотографию пациента в чате. Наполнение диаграммы по часовой стрелке будет отражать средний бал по последнему заполненному дневнику.



The screenshot shows the MedDoc interface for monitoring a patient's diary. At the top, the patient's name is "Петров Игорь Владим" (Petrov Igor Vladimirovich), with a status "был активен 2 часа назад" (was active 2 hours ago). Below this, there are navigation icons and a search bar.

The main content area displays a list of messages from the patient, including "Запрос на Нач" (Request for start), "Тариф Экспре" (Express tariff), and "Боль в" (Pain in). Each message is accompanied by a timestamp and a status icon.

On the right side, there is a sidebar with a list of actions: "Позвонить по тел" (Call by phone), "Бланк заключения" (Certificate form), "История обращений" (History of appeals), "Дневник" (Diary), "Управлен" (Management), "Завершит" (Complete), and "Удалить ч" (Delete chat). The "Дневник" option is highlighted with a green arrow.


Below the sidebar, there is a circular progress indicator showing the patient's progress. The text "подтвержден" (confirmed) is visible, along with "Консультация по назначенному курсу лечения" (Consultation according to the prescribed course of treatment).

A bar chart is displayed, showing the patient's diary data over time. The x-axis represents dates from 09.10.21 to 07.01.22. The y-axis represents the score. The chart includes a legend with the following items: "Ночные мочеиспускания" (Nocturnal urination), "Остаточная моча" (Residual urine), "Затруднённое мочеиспускание" (Difficult urination), "либидо" (libido), "Эрекция" (erection), and "Средний бал" (Average score).

At the bottom, there is a section titled "Ночные мочеиспускания" (Nocturnal urination) with a dropdown arrow. Below this, there is a list of dates and corresponding scores: 09.10.2021 (1.3), 11.10.2021 (1.5), and 12.10.2021 (0.2).

Заккрытие дневника пациента

Для завершения дневника пациента нужно нажать на кнопку «Завершить».




Карточка пациента

В карточке пациента содержится информация о медкарте пациента, его профиле, истории болезни.


Вы можете перейти в карточку пациента двумя способами:

1. Через чат с пациентом, нажав на фотографию пациента.
2. Через раздел «Пациенты» главного меню, выбрав нужного пациента.



Карточка пациента.Файлы

В данной закладке вы можете загрузить файлы, которые вы отправляли пациенту или получали от пациента, нажав на кнопку +



Карточка пациента.Обращения

В закладке «Обращения» вы можете увидеть список чатов, которые сгруппированы по диагнозам, которые вы поставили пациенту в результате обследования в каждом бланке заключения.

